## **GILET THERMO STRETCH E.S.MOTION 2020, FEMMES**











Suggestion d'emplacement Gilet thermo stretch e.s.motion 2020, femmes		Dimensions standard (largeur x hauteur en cm)			
N°	Emplacement	Broderie directe	Emblème à broder	Impres- sion par transfert	Gravure laser <sup>a)</sup>
1	Côté gauche de la poitrine	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	Positionnement individuel, egalement possible sur les fermetures-éclair et les coutures
16	Côté droit de la poitrine	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	
35	Omoplate gauche	6 x 4,5	8 x 5	8 x 5	
39	Omoplate droite	6 x 4,5	8 x 5	8 x 5	